

APPROVED SOLUTIONS LIST

							
English Page 1	English Page 2	English Page 3	English Page 4	French Page 5	French Page 6	German Page 7	Italian Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English 

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG® coating on lenses made in the Optimum GP materials.

USE ONLY APPROVED TANGIBLE HYDRA-PEG® CLEANERS

Multipurpose Solutions				Enzymatic Cleaners	
Regard® K RGP Contact Lens Solution	by Vita Research	Oté Fine	by Oté Pharma	Amclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets	by Abatron
Boots Total	by Boots	Oté Clean	by Oté Pharma	Lubricant Drops	
Asda All-in-One	by Asda	GPHCL	by Contopharma	Boston Rewetting Drops	by Bausch & Lomb
Boston Simplus®	by Bausch & Lomb	Conventional Cleaner /Rinsing	by Contopharma	Systane Gel Drops	by Alcon
Solocare Aqua	by Ciba Vision	Total Care Cleaner	by Abbott	Blink Contacts	by Abbott
Perfect® cleaner/ storage solution for GP lenses	by MPG&E	Total Care Disinfection /Storage	by Abbott	Hycosan Extra	by Scope Healthcare
Menicare Plus	by Menicon	GP Multi	by Avizor		
Menicare Pure	by Menicon	Abatron Quattro	by Abatron		
Hydrogen Peroxide Solutions (Including Povidone Iodine Solutions)					
Clear Care®	by Alcon	Tab-in-One	by Contopharma		
Clear Care® Plus with HydraGlyde®	by Alcon	Refine One Step	by Coopervision		
AO Sept® Plus	by Alcon	Monosept 120+	by Oté Pharma		
AO Sept® Plus with HydraGlyde®	by Alcon	Cleadow GP	by Ophtecs		
		Acuacare one-step T	by SwissLens		

DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL BASED CLEANERS

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG® coating)

Abrasive Cleaners		Alcohol Based Cleaners		Others	
Boston® Advance	by Bausch & Lomb	Miraflow (and equivalents)	by various companies	Progent	by Menicon
		i-clean!	by Contopharma	Oté Twins Active	by Oté
		Boots Advanced Cleaning Solution	by Boots	Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner	by Bausch & Lomb
or similar products		or similar products		or similar products	

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG® coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

APPROVED SOLUTIONS LIST



English
Page 1



English
Page 2



English
Page 3



English
Page 4



French
Page 5



French
Page 6



German
Page 7



Italian
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG® coating on lenses made in the Optimum GP materials.

USE ONLY **APPROVED** TANGIBLE HYDRA-PEG® CLEANERS

Multipurpose Solutions

Tangible Clean	by Tangible Science
Menicon Unique pH	by Menicon
Boston Simplus®	by Bausch & Lomb

Hydrogen Peroxide Solutions

Clear Care®	by Alcon
Clear Care® Plus with HydraGlyde®	by Alcon
Oxysept Ultra Care	by Johnson & Johnson

Enzymatic Cleaners

Ultrazyme®	by Johnson & Johnson
------------	----------------------

Lubricant Drops

Refresh Optive Mega 3	by Allergan
Systane Gel Drops	by Alcon
Blink Contacts	by Johnson & Johnson
Hycosan Extra	by Scope Healthcare
Boston Rewetting Drops	by Bausch & Lomb

DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL-BASED CLEANERS

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG® coating)

Abrasive Cleaners

Boston® Advance	by Bausch & Lomb
-----------------	------------------

or similar products

Alcohol Based Cleaners

Miraflow (and equivalents)	by various companies
----------------------------	----------------------

or similar products

Others

Progent	by Menicon
Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner	by Bausch & Lomb
Optimum by Lobob ESC Extra Strength Cleaner	by Lobob Laboratories

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG® coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

APPROVED SOLUTIONS LIST



English
Page 1



English
Page 2



English
Page 3



English
Page 4



French
Page 5



French
Page 6



German
Page 7



Italian
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English  / 

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG® coating on lenses made in the Optimum GP materials.

USE ONLY **APPROVED** TANGIBLE HYDRA-PEG® CLEANERS

Multipurpose Solutions

Regard® K RGP Contact Lens Solution	by Vita Research
Boston Simplus®	by Bausch & Lomb
Solocare Aqua	by Ciba Vision
Menicare Plus	by Menicon
Total Care Cleaner	by Abbott
Total Care Disinfection /Storage	by Abbott

Hydrogen Peroxide Solutions

Clear Care®	by Alcon
Clear Care® Plus with HydraGlyde®	by Alcon
AO Sept® Plus	by Alcon
AO Sept® Plus with HydraGlyde®	by Alcon

Lubricant drops

Boston Rewetting Drops	by Bausch & Lomb
Systane Gel Drops	by Alcon
Blink Contacts	by Abbott

DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL BASED CLEANERS

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG® coating)

Abrasive Cleaners

Boston® Advance	by Bausch & Lomb
-----------------	------------------

or similar products

Alcohol Based Cleaners

Miraflo (and equivalents)	by various companies
------------------------------	----------------------

or similar products

Others

Progent	by Menicon
Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner	by Bausch & Lomb
Optimum by Lobob ESC Extra Strength Cleaner	by Lobob Laboratories

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG® coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

APPROVED SOLUTIONS LIST



English
Page 1



English
Page 2



English
Page 3



English
Page 4



French
Page 5



French
Page 6



German
Page 7



Italian
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

English

Contamac has produced this list of contact lens care solutions that are compatible with the Tangible Hydra-PEG® coating on lenses made in the Optimum GP materials.

USE ONLY **APPROVED** TANGIBLE HYDRA-PEG® CLEANERS

Multipurpose Solutions

Menicon Unique pH	by Menicon
Boston Simplus®	by Bausch & Lomb
Solocare Aqua	by Ciba Vision

Hydrogen Peroxide Solutions

Clear Care®	by Alcon
Clear Care® Plus with HydraGlyde®	by Alcon
Oxysept Ultra Care	by Johnson & Johnson

Enzymatic Cleaners

Amclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets	by Abatron
---	------------

Lubricant Drops

Boston Rewetting Drops	by Bausch & Lomb
Systane Gel Drops	by Alcon

DO NOT USE TAP WATER, ABRASIVE OR ALCOHOL BASED CLEANERS

(These will damage or destroy the Tangible Hydra-PEG® coating)

Abrasive Cleaners

Boston® Advance	by Bausch & Lomb
-----------------	------------------

or similar products

Alcohol Based Cleaners

Miraflow (and equivalents)	by various companies
----------------------------	----------------------

or similar products

Others

Progent	by Menicon
Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner	by Bausch & Lomb

or similar products

We advocate following the instructions indicated with each of the care solutions, including, where stated, rubbing and rinsing the lenses where appropriate.

You should never rub the lenses with a dry tissue or cloth. These are often very abrasive at a surface level and can damage the Tangible Hydra-PEG® coating.

Lenses should not be stored dry, but always in a contact lens care solution, according to the instructions on the packaging of that solution.

LISTE DE PRODUITS APPROUVÉS



English
Page 1



English
Page 2



English
Page 3



English
Page 4



French
Page 5



French
Page 6



German
Page 7



Italian
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

French



Contamac confirme que la liste de produits ci-dessous est compatible avec le traitement de surface Tangible Hydra-PEG® sur les lentilles rigides en Optimum.

UTILISER UNIQUEMENT DES SOLUTIONS APPROUVÉES POUR LE TRAITEMENT TANGIBLE HYDRA-PEG®

Solutions Tout-en-un

Menicon Unique pH	de Menicon
Boston Simplus®	de Bausch & Lomb
Solocare Aqua	de Ciba Vision

Solutions Peroxyde

Clear Care®	d'Alcon
Clear Care® Plus avec HydraGlyde®	d'Alcon
Oxysept Ultra Care	de Johnson & Johnson

Nettoyeurs Enzymatiques

Amiclair Tablettes Enzymatiques - Nettoyage Hebdomadaire	d'Abatron
--	-----------

Gouttes Lubrifiantes

Boston Rewetting Drops	de Bausch & Lomb
Systane Gel Drops	d'Alcon
Hycosan Extra	de Scope Healthcare

NE PAS UTILISER D'EAU DU ROBINET, NI DE NETTOYEUR ABRASIF OU À BASE D'ALCOOL

(Ces produits peuvent endommager le traitement Tangible Hydra-PEG®)

Produits Abrasifs

Boston® Advance	de Bausch & Lomb
-----------------	------------------

ou des produits similaires

Produits à Base d'Alcool

Miraflow (et équivalents)	de différentes sociétés
---------------------------	-------------------------

ou des produits similaires

Autres Produits

Progent	de Menicon
Boston One Step Nettoyeur Enzymatique Liquide	de Bausch & Lomb

ou des produits similaires

Nous soulignons qu'il faut toujours suivre les instructions de l'emballage du produit d'entretien, incluant, le cas échéant de frotter et rincer les lentilles.

Il ne faut jamais frotter les lentilles avec un tissu sec. Ceux-ci peuvent souvent montrer une surface abrasive et endommager le traitement Tangible Hydra-PEG®.

Il ne faut jamais stocker vos lentilles à sec mais dans un produit d'entretien pour lentilles tout en suivant les instructions sur l'emballage.

LISTE DE PRODUITS APPROUVÉS

							
English Page 1	English Page 2	English Page 3	English Page 4	French Page 5	French Page 6	German Page 7	Italian Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

French  

Contamac confirme que la liste de produits ci-dessous est compatible avec le traitement de surface Tangible Hydra-PEG® sur les lentilles rigides en Optimum.

UTILISER UNIQUEMENT DES SOLUTIONS APPROUVÉES POUR LE TRAITEMENT TANGIBLE HYDRA-PEG®

Solutions Tout-en-un				Nettoyeurs Enzymatiques	
Regard® K RGP Contact Lens Solution	de Vita Research	GP Multi	d'Avizor	Amclair Tablettes Enzymatiques - Nettoyage Hebdomadaire	d'Abatron
Boston Simplus®	de Bausch & Lomb	Topocare GP Sensitive	de Prolens	Gouttes Lubrifiantes	
Solocare Aqua	de Ciba Vision	GPHCL	de Contopharma		
Menicare Plus	de Menicon	Conventional (Nettoyant/Rinçage)	de Contopharma		
Menicare Pure	de Menicon	Lobob Nettoyant	de Prolens		
Total Care Solution de Nettoyage	d'Abbott	Lobob Conservation	de Prolens	Systane Gel Drops	d'Alcon
Total Care Solution de Conservation	d'Abbott	Solution de Nettoyage	de Galifa	Blink Contacts	d'Abbott
		Conservation Solution Multifonctionnelle	de Galifa	Hycosan Extra	de Scope Healthcare
Solutions Péroxyde (y compris povidone iodée)					
Clear Care®	d'Alcon	Refine One Step	de Coopervision		
Clear Care® Plus avec HydraGlyde®	d'Alcon	Cleadew GP	d'Ophtecs		
AO Sept® Plus	d'Alcon	Acuacare one-step T	de SwissLens		
AO Sept® Plus avec HydraGlyde®	d'Alcon				

NE PAS UTILISER D'EAU DU ROBINET, NI DE NETTOYEUR ABRASIF OU A BASE D'ALCOOL

(Ces produits peuvent endommager le traitement Tangible Hydra-PEG®)

Produits Abrasifs		Produits à Base d'Alcool		Autres Produits	
Boston® Advance	de Bausch & Lomb	Miraflow (et équivalents)	de différentes sociétés	Progent	de Menicon
		i-clean!	de Contopharma	Boston One Step Nettoyeur Enzymatique Liquide	de Bausch & Lomb
				Oté Twins Active	d'Oté
ou des produits similaires		ou des produits similaires		ou des produits similaires	

Nous soulignons qu'il faut toujours suivre les instructions de l'emballage du produit d'entretien, incluant, le cas échéant de frotter et rincer les lentilles.

Il ne faut jamais stocker vos lentilles à sec mais dans un produit d'entretien pour lentilles tout en suivant les instructions sur l'emballage.

Il ne faut jamais frotter les lentilles avec un tissu sec. Ceux-ci peuvent souvent montrer une surface abrasive et endommager le traitement Tangible Hydra-PEG®.

LISTE VON ERPROBTEN PFLEGEMITTELN

- 

English
Page 1
- 

English
Page 2
- 

English
Page 3
- 

English
Page 4
- 

French
Page 5
- 

French
Page 6
- 

German
Page 7
- 

Italian
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

German  /  / 

Contamac hat die untenstehende Liste von erprobten Pflegemitteln zusammengestellt, die mit der Tangible Hydra-PEG® Beschichtung auf formstabilen Kontaktlinsen aus Optimum Materialien kompatibel sind.

VERWENDEN SIE NUR ERPROBTE TANGIBLE HYDRA-PEG® REINIGER

Mehrzweckreiniger				Enzymreiniger	
Regard® K RGP Contact Lens Solution	von Vita Research	Total Care Disinfection /Storage	von Abbott	Concare Enzymtabletten	von Hecht
Boston Simplus®	von Bausch & Lomb	GP Multi	von Avizor	Concare Light Enzymtabletten	von Hecht
Solocare Aqua	von Ciba Vision	Clears	von Rubicon	Amclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets	von Abatron
Menicare Plus	von Menicon	Clearsol	von Rubicon	Augentropfen	
Menicare Pure	von Menicon	Topocare GP Sensitive	von Prolens	Viscosan	von Agepha Pharma
Perfect® Aufbewahrung und Reinigungslösung für formstabile Kontaktlinsen	von MPG&E	Sichtbar Besser	von Hecht	Systane Gel Drops	von Alcon
Bilopur	von Bilosa	GP HCL	von Contopharma	Blink Contacts	von Abbott
Biloplus	von Bilosa	Conventional Reiniger/ Abspülung	von Contopharma		
Oté Fine	von Oté Pharma	Reiniger	von Galifa		
Oté Clean	von Oté Pharma	Aufbewahrung Multifunktionslösung	von Galifa		
Total Care Cleaner	von Abbott	Lobob Reiniger	von Prolens		
Peroxidreiniger (und Povidon-Iod)					
Clear Care®	von Alcon	Refine One Step	von Coopervision		
Clear Care® Plus mit HydraGlyde®	von Alcon	Hidro Health H2O2	von Disop		
tab in one Peroxidsystem	von Contopharma	Monosept 120+	von Oté Pharma		
AO Sept® Plus	von Alcon	Cleadew GP	von Ophtecs		
AO Sept® Plus mit HydraGlyde®	von Alcon	Acuacare one-step T	von SwissLens		

WEDER ABRASIVE NOCH ALKOHOLHALTIGE REINIGER VERWENDEN,
UND AUF KEINEN FALL LEITUNGSWASSER

(Diese können die Tangible Hydra-PEG® Beschichtung beschädigen)

Abrasive Reiniger		Alkoholhaltige Reiniger		Andere Produkte	
Boston® Advance	von Bausch & Lomb	Miraflow (o.ä)	von verschiedenen Anbietern	Progent	von Menicon
		i-clean!	von Contopharma	Boston One Step Enzymreiniger	von Bausch & Lomb
				Oté Twins Active	von Oté
oder ähnliche Produkte		oder ähnliche Produkte		oder ähnliche Produkte	

Wir empfehlen, den Anweisungen bzgl. Reiben und ggf. Abspülen, welche auf der Verpackung der jeweiligen Pflegemitteln stehen, genau zu befolgen.

Sie sollen Ihre Linsen nie trocken aufbewahren, sondern nach Anleitungen in einer geeigneten Aufbewahrungslösung lagern.

Sie sollen Ihre Linsen nie mit einem trockenen Tuch abwischen. Diese sind oft auf mikroskopischer Ebene abrasiv und können die Tangible Hydra-PEG® Beschichtung beschädigen.

ELENCO DI SOLUZIONI APPROVATE

- 

English
Page 1
- 

English
Page 2
- 

English
Page 3
- 

English
Page 4
- 

French
Page 5
- 

French
Page 6
- 

German
Page 7
- 

Italian
Page 8

Click language and region to jump to relevant page.

Italian 

Contamac ha prodotto l'elenco di soluzioni di cura delle lenti a contatto compatibili con il rivestimento Tangible Hydra-PEG® sulle lenti realizzate nei materiali Optimum GP.

UTILIZZARE SOLO DETERGENTI TANGIBLE HYDRA-PEG® APPROVATI

Soluzioni Multifunzionali				Soluzioni Enzimatici	
Proclean	di Med Lac	GP Multi	di Avizor	Amclair Weekly Enzymatic Cleaning Tablets	di Abatron
Regard® K RGP Contact Lens Solution	di Vita Research	Lobob Detergente	di Prolens		
Boston Simplus®	di Bausch & Lomb	Lobob Conservante	di Prolens		
Solocare Aqua	di Ciba Vision	Topocare GP Sensitive	di Prolens		
Perfect® cleaner/ storage solution for GP lenses	di MPG&E	Total Care Desinfettante	di Abbott		
Menicare Plus	di Menicon	Total Care Conservante	di Abbott		
Menicare Pure	di Menicon	GPHCL	di Contopharma		
Protecta Vision	di Ottica Napoli	Conventional (Cleaner /Rinsing)	di Contopharma		
Oté Fine	di Oté Pharma				
Soluzioni Al Perossido Di Idrogeno (e iodopovidone)					
Clear Care®	di Alcon	AO Sept® Plus con HydraGlyde®	di Alcon		
Clear Care® Plus con HydraGlyde®	di Alcon	Refine One Step	di Coopervision		
tab in one Soluzione al perossido di idrogeno	di Contopharma	Cleadew GP	di Ophtecs		
AO Sept® Plus	di Alcon	Acuacare one-step T	di SwissLens		

NON UTILIZZARE ACQUA DEL RUBINETTO, DETERGENTI ABRASIVI O ALCOOL

(Questi danneggiano o destore il rivestimento Tangible Hydra-PEG®)

Detergenti abrasivi		Detergenti a base di alcool		Altri	
Boston® Advance	di Bausch & Lomb	Miraflo (e equivalenti)	di diversi societe	Progent	di Menicon
		i-clean!	di Contopharma	Oté Twins Active	di Oté
				Boston One Step Liquid Enzymatic Cleaner	di Bausch & Lomb

O prodotti simili

O prodotti simili

O prodotti simili

Noi sosteniamo seguendo le istruzioni indicate con ciascuna delle soluzioni di cura, compresi, se del caso, strofinando e sciacquando le lenti ove necessario.

Le lenti non devono essere conservate asciutte, ma sempre in una soluzione di cura delle lenti a contatto, secondo le istruzioni sull'imballaggio di tale soluzione.

Non si deve mai strofinare le lenti con un tessuto secco o un panno. Questi sono spesso molto abrasivi a livello di superficie e possono danneggiare il rivestimento Tangible Hydra-PEG®.